



## Praxissoftware – Kompatibilität

Praxissoftware-Name	Hersteller	Befund-integration <sup>1</sup>		Elektronische Formulare inkl. Patientendaten <sup>2</sup>	Start aus Software <sup>3</sup>	Zugriff auf Patienten-Datenbank <sup>4</sup>	Formular-Import <sup>5</sup>
		HL7	PDF				
Achilles	Axon Lab AG	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja
Axenita	Axon Lab AG	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja
Aeskulap	Kern Concept AG	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Carefolio LongTerm (SIEMS)	Tecost SA	Ja	Ja				
Cosymed	BYteWare GmbH	Ja	Ja	In Bearbeitung			
curaMed	Swisscom Health	Ja	Ja	Ja	Ja		
Digisono	Digisono	Ja	Ja				
Dir	Sadies	Ja	Ja	In Bearbeitung			
E-Clinic	Ti-Care SA	Ja	Ja				
Elexis	medelexis	Ja	Ja	Ja (ab Elexis 3.5)	Ja	Ja	Ja
ePaad	Compass IT AG	Ja	Ja	Ja	Ja		
Eyesoft	Siplus SA		Ja	Ja	Ja		
E-PAT	Vitabyte AG	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja
E-Peds	E-Medicus GmbH	Ja	Ja	Ja			
Gesto.Medical	Alwicom	Ja	Ja				
Handy Patients	Handy Life	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja
Health One	ID Informatique & Développement SA	Ja					
Icudata	IMESO	Ja					
InSuite	DocCirrus	Ja	Ja	Ja	Ja		
Labcenter	iSOFT	Ja					
Labor.7	Cobra software ag	Ja	Ja				
MediAct	BB-Soft	Ja	Ja	In Bearbeitung			
Mediboard	Kheops	Ja	Ja				
MedicalConcept	Advanced Concepts AG	Ja	Ja				
MedicalDesktop	MedicalDesktop	Nein	Nein	In Bearbeitung			
MediCloud MED	Zaala AG			In Bearbeitung			
MedicoWin	InfoCall Produkte AG	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja
Medigest	DMI	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja
MediOnline	Caisse des medecins	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja
MediTEX	Critex	Ja	Ja				
Mediway	Logival / e-sculape / Logisys	Ja	Ja	Ja	Ja		
MediWin CB	Caisse des médecins	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja

<sup>1</sup> Die Daten können auf direktem Weg in die Praxissoftware integriert werden.

<sup>2</sup> Die Laboraufträge, Anmeldeformulare und weitere Formulare werden im MedNet mit den Patientendaten vor ausgefüllt.

<sup>3</sup> MedNet kann direkt aus der Praxissoftware heraus aufgerufen werden.

<sup>4</sup> MedNet hat einen direkten Zugriff auf die Patientendatenbank der Praxissoftware.

<sup>5</sup> Die gesendeten Formulare werden in der Praxissoftware beim Patienten abgelegt.

mFmed	Variosoft	Ja	Ja	Ja	Ja		
Molis VT	CompuGroup Medical	Ja	Ja				
MonEcho	MonEcho		Ja				
NEXADIA	B. Braun Melsungen AG	Ja	Ja				
PexII	Delemed AG	Ja	Ja				
Praxis'Desktop	Gartenmann Software AG	Ja		In Bearbeitung			
Praxistar	Praxinova AG	Ja	Ja	In Bearbeitung			
PsiMed	Psipi	Ja	Ja	In Bearbeitung			
Pulse Medica	Praxo	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja
SiMed	Ametiq	Ja	Ja				
SiPlus	SiPlus SA			In Bearbeitung	In Bearbeitung		
Swiss-MR	SMR – Swiss Medical Record	Ja	Ja				
Tomedo	Zollsoft GmbH	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja
Triamed	Swisscom Health	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vitomed	Vitodata	Ja	Ja	Ja (ab Vitomed 2.74)	Ja		Ja
WebMed	WebMed	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja
Winmed	TMR AG	Ja	Ja	Ja (nur Laborauftrag)	Ja		Ja
ZaWin	Martin Engineering			Ja	Ja		